

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ.
- UTILISEZ UN DÉTERSIF NON ABRASIF. RINCEZ À L'EAU TIÈDE ET ASSÉCHEZ COMPLÈTEMENT.
- UN CHIFFON ABRASIF POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.
- VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE CADRE DE SÉCURITÉ PLIANT ET SES ACCESSOIRES AFIN D'Y DÉCELER TOUT SIGNE DE CORROSION, DE BRIS, DE COMPRESSION OU D'USURE.

## PRÉPARATION ET UTILISATION

### 1. Retirez du carton

- Votre cadre de sécurité pliant pour toilette vous est livré entièrement assemblé et replié dans son carton. Retirez-le du carton et appuyez la barre horizontale sur vos jambes.

### 2. Dépliez le cadre

- Avec la barre horizontale face à vous, saisissez l'appuie-bras rembourré le plus près de vous, puis dépliez l'autre appuie-bras jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'il est verrouillé en place. Répétez l'opération avec le premier appuie-bras.

### 3. Ajustez la hauteur des pattes

- Les quatre pattes se règlent de la même manière. Appuyez sur le bouton-poussoir d'une patte (fig. 1) et ajustez-la à la longueur désirée en tirant ou en poussant dessus jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant que la patte est verrouillée en place. Faites de même avec les autres pattes. **ASSUREZ-VOUS QUE LES QUATRE PATTES SONT AJUSTÉES À LA MÊME LONGUEUR.** Assurez-vous que le cadre est d'aplomb, stable et que ses pattes sont bien verrouillées avant de l'utiliser. Consultez votre fournisseur ou votre prestataire de soins de santé pour connaître le réglage optimal de la hauteur des appuie-bras.

### 4. Repliez le cadre pour son transport ou son rangement

- Appuyez sur les leviers (fig. 2) pour déverrouiller les appuie-bras et repliez-les sur la barre horizontale.



# GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour toute question relative à cet appareil de MOBB Healthcare ou à sa garantie, veuillez communiquer avec un dépositaire autorisé de MOBB Healthcare.

MOBB Healthcare garantit à l'acheteur-consommateur initial que ce produit sera libre de tout vice de matériau ou de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation aussi longtemps qu'il en sera propriétaire. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits utilisés à la maison au Canada et aux États-Unis et n'est pas transférable aux propriétaires subséquents. Si tout vice de matériau ou de main-d'œuvre survenait durant la période de garantie, MOBB Healthcare pourrait, à son unique discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux. Cette garantie ne couvre que les pièces et les matériaux fournis par MOBB Healthcare. Cette garantie ne couvre pas toute défaillance de l'appareil attribuable au mauvais usage ou à la négligence de son propriétaire, ni à l'usure normale. Cette garantie deviendra nulle si le cadre de sécurité pliant pour toilette est d'aucune manière modifié, mal ajusté ou mal utilisé.

MOBB Healthcare Ltée  
116A, chemin Viceroy, unités 5 et 6  
Concord (Ontario)  
L4K 2M1  
[www.mobbhhc.com](http://www.mobbhhc.com)

MHFTSF



844604037822



INSTRUCTIONS AU VERSO



Cadre de sécurité pliant  
pour toilette



Marco de seguridad plegable  
para inodoro



INSTRUCCIONES AL DORSO

## LIFETIME LIMITED WARRANTY

If you have a question about your MOBB Healthcare device or this warranty, please contact an authorized MOBB Healthcare dealer.

MOBB Healthcare warrants to the original consumer purchaser for as long as they own their MOBB product that it will be free from defects in material and workmanship under normal use. This warranty is only applicable to products used in residential applications within the United States and Canada and is not transferable to subsequent owners.

Should defects in material or workmanship exist during the applicable warranty period in any MOBB Healthcare Product, MOBB Healthcare will elect at its discretion to either repair or replace the defective material. This warranty covers only parts and materials of the products supplied by MOBB Healthcare. Not covered under this warranty are wear and tear items or abuse of the product in a manner that was not intended for the product to be used. This warranty shall become void if the product is in any way modified, improperly adjusted or abused.

MOBB Healthcare Ltd.  
116A Viceroy Rd. Unit 5-6  
Concord, Ontario, Canada  
L4K 2M1  
[www.mobbhhc.com](http://www.mobbhhc.com)

MHFTSF



844604037822



1



2



## MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- SE RECOMIENDA LIMPIAR REGULARMENTE.
- USE UN JABÓN O DETERGENTE NO ABRASIVO. ACLARE CON AGUA CALIENTE Y SEQUE A FONDO.
- UN PAÑO ABRASIVO PODRÍA DAÑAR LA SUPERFICIE.
- INSPECCIONE CON REGULARIDAD EL MARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE Y SUS ACCESORIOS PARA DETECTAR CUALQUIER SIGNO DE CORROSIÓN, ROTURAS, COMPRESIÓN O DESGASTE.

## PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Retire de la caja
  - El marco de seguridad plegable para inodoro se entrega completamente montado y doblado en su caja. Retírelo de la caja y presione la barra horizontal contra las piernas.
2. Despliegue el marco
  - Con la barra delante de usted, agarre el apoyabrazo acolchado más cercano a usted y, a continuación, despliegue el otro apoyabrazo hasta que se oye un «clic» indicando que está bloqueado en su lugar. Repita con el primer apoyabrazo.
3. Ajuste la altura de las patas
  - Las cuatro patas se fijan de la misma manera. Presione el botón pulsador de una pata (fig. 1) y ajústela a la longitud deseada tirando o empujando hasta que se oye un «clic» indicando que está bloqueada en su lugar. Haga lo mismo con las otras patas. **HAGA QUE LAS CUATRO PATAS ESTÁN AJUSTADAS A LA MISMA LONGITUD.** Asegúrese de que el marco esté de nivel, estable, y que sus patas estén firmemente bloqueadas antes de su uso. Consulte a su proveedor o su proveedor de atención médica para el ajuste óptimo de la altura de los apoyabrazos.
4. Doble el marco para el transporte o almacenamiento
  - Presione las palancas (fig. 2) para soltar los apoyabrazos y pliéuelos en la barra horizontal.





1



2



## CARE AND CLEANING

- REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED
- USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY.
- ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE
- PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR FOLDING TOILET SAFETY FRAME AND IT'S PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.

## SET UP & USAGE

### 1. Unboxing

- The folding toilet safety frame comes fully assembled and folded in the box. Remove from box and rest the horizontal bar against your legs.

### 2. Unfolding

- With the horizontal bar facing you, hold one padded armrest closest to you. Grasp the padded armrest attached to the left or right section of the frame (which ever is furthest from you) and push it away from you so it swings open. Continue to swing until you hear an audible click. Repeat for the other side of the frame.

### 3. Height Adjustment of Legs.

- All four legs operate the same way. Push the lock button in (1) and slide the leg tube up or down to the desired height. Ensure an audible click is heard indicating the leg is locked and the Folding Toilet Safety Frame is then safe to use. ENSURE ALL LEGS ARE ADJUSTED TO THE SAME HEIGHT. Consult your healthcare practioner and/or home health care dealer for determining the appropriate height of the arm rests.

### 4. Folding

- To fold for storage or transport purposes, first depress the locking leaver down (2) to release the locking pin. While depressed, swing that side of the frame towards the horizontal bar in the middle. Repeat this step for the other side.

# GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato de MOBB Health Care o de esta garantía, por favor contacte a un distribuidor autorizado de MOBB Health Care.

MOBB Health Care garantiza al comprador-consumidor original que este producto no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra, en uso normal, por el tiempo que lo posee. Esta garantía sólo se aplica a productos utilizados en el hogar en los EE. UU. y Canadá y no es transferible a los propietarios posteriores. Si defectos en los materiales o la mano de obra se producen durante el período aplicable de garantía, MOBB Health Care puede, de acuerdo a su opinión, reparar o reemplazar el producto defectuoso. Esta garantía cubre únicamente las piezas y materiales de los productos suministrados por MOBB Health Care. Esta garantía no cubre los fallos del producto debidos al mal uso o negligencia del propietario, o el desgaste natural. Esta garantía no será válida si el marco de seguridad plegable para inodoro ha sido modificado, mal ajustado o mal utilizado de cualquiera manera.



INSTRUCTIONS INSIDE



## Folding Toilet Safety Frame

MOBB Home Healthcare  
59 SW 12th Ave #101  
Dania Beach, FL, 33004 USA  
info@mobbhccusa.com  
www.mobbhcc.com

MHFTSF



844604037822