

## LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Los productos que han sido sujetos a la negligencia, el abuso, el almacenaje impropio o el manejo, la operación impropia, modificaciones no autorizadas o daños y perjuicios más allá de el control razonable no son cubiertos según esta garantía.

Las partes o los materiales que son sujetos al uso normal que es resultado del empleo de este producto, y que debe ser reemplazado o reparados debido al uso normal, son la responsabilidad del dueño y no son cubiertos según esta garantía.

Esta garantía es exclusiva y es en lugar de todas otras garantías expresas, implicadas en la garantía, incluyendo, pero no limitadas con la garantía implícita del valor comercial y físico para un propósito particular, y no se extenderán más allá de la duración de la garantía expresa proporcionada aquí. DMI no serán obligado de daños y perjuicios consiguientes o secundarios en absoluto.

Esta garantía le da los derechos legales específicos que pueden variar de estado a estado. Algunos estados no permiten a las exclusiones o las limitaciones de daños y perjuicios secundarios o consiguientes, o cuanto tiempo una garantía implícita dura, es posible que las exclusiones y limitaciones no se apliquen a usted.

### **ADVERTENCIA!** LEA ANTES DE USAR

Esta unidad no es querida para ser usado como una silla de ruedas. Para la seguridad máxima, asegúrese que todos los detalles de seguridad le sean explicados por un terapeuta calificado, el médico, o una persona certificada de ventas. A intervalos regulares, haga su distribuidor local comprobar y apretar todos los sujetadores y partes de la bisagra. Compruebe todas las partes plásticas para uso a menudo.

Esta unidad no ha sido diseñada para asistir a usuarios que esten de pie a la posición sentada. Cuando este parando, no se incline en exceso sobre la unidad. Los frenos no son diseñados para soportar la presión excesiva.

El empleo excesivo hace que los cables de freno puede producir estiramiento o desgaste y ajuste ó reemplazo del cable de freno puede ser requerido. DMI rollators no son sugeridos para la gente con limitaciones de movimiento con severidad limitado para quien pueden recomendar a un caminante rígido.

Por favor consulte con su médico antes de la utilización de este producto sobre todo si Ud. toma alguna medicación. Omitir estas observaciones de advertencia puede causar una herida.

### **CUIDADO!** REVISE FRENOS ANTES DE USARLO

Siempre revise sus frenos antes de usar su rollator. Cuide su freno de mano en excelentes condiciones todo el tiempo. Siempre revise por partes flojas, tensión en el cable y limpieza. Lo mejor es mantener su rollator en buen estado todo el tiempo.

# HEAVY DUTY

STEEL

# Rollator

WITH LOOP LOCK BRAKES



Getting Around  
Has Never  
Been Easier...

# INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

**WARNING!** It is very important that you read all instructions before assembly and use of this rollator.


This rollator should always be assembled and fitted for the user by a qualified DuroMed authorized dealer. Before using the rollator, be sure your weight is within the weight capacity of the unit. This rollator will require little or no assembly and can be performed without tools.

## PARTS OF ASSEMBLY:

2 Handlebars with Loop Lock Brakes; 1 Basket; 1 Tray.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. With the rollator in the upright position, open legs all the way by pushing the front legs out. Rotate the folding lock mechanism around to lock securely onto cross bar to prevent the rollator from folding while in use.
2. Remove the two rubber plugs from each side of the steel frame. Place both handlebars with their pre-assembled locking loop brakes, into the handlebar openings and adjust to the desired height. To do this, twist the height adjustment handle on the outside of each frame opening until tight. (**CAUTION: DO NOT EXTEND THE HANDLEBARS BEYOND THE SECURITY MARK.**)
3. Test and adjust the tension on the braking system mechanism to ensure proper and secure braking before use.
4. Align tray with seat rest by placing the four prongs on the tray into the holes in the seat.
5. Hook wire basket onto hooks located under the rest seat.



**ITEM# 1013**

## SPECIFICATIONS

**Overall Width** 23"; **Wheels**, 8"x 2";  
**Seat**, 15" x 8.5"; **Seat Height**, 24";  
**Basket**, 16" x 12" x 7" deep; **Tray** 15.5" x 10" x 1" deep;  
**Handle Height**, 31" - 38.5"; **Width Between Handles**, 17";  
**Weight**, 28 lbs.; **Weight Capacity**, 250 lbs.

# USO DEL NUEVO ROLLATOR

**ANTES DE USAR, FAVOR LEA TODAS PRECAUCIONES  
Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA**

## EL PASEO

Esta unidad debe ser usado como una ayuda de movilidad que crea un equilibrio natural. Con manos bien agarradas sobre los pasamanos, el usuario puede caminar despacio detrás del rollator. Con cuidado, empuje adelante con el peso distribuido uniformemente entre pasamanos.

## EL FRENADO

**Freno Normal** puede ser activado tirando la manija de freno hacia arriba, similar al funcionamiento de los frenos de una bicicleta. Esta función puede ser aplicada, andando con el rollator para reducir la velocidad del ímpetu, pararse un momento, o la maniobra encima de, abajo o alrededor de las fronteras que pueden estar en su camino.

**Freno de Parada** puede ser activado empujando la manija abajo en la posición de cerradura. Esta función debería ser activada cuando el usuario se detiene por un periodo largo. Por razones de seguridad, el freno de parada siempre deberá estar activado antes de sentarse en el asiento. Además si esta comprando, sería buena idea de activar el freno de parada mientras usted se detiene en la sección de la tienda para evitar que el rollator se mueva hacia adelante. Para desactivar el freno de parada, empuje gentilmente el pasamano hacia arriba. El sistema de freno es conveniente y fácil de operar. Personas que posiblemente tengan problemas con las manos deberían encontrar el freno de parada ancho, cómodo y no se dobla. La presión mínima tendrá que ser aplicada para activar el sistema de freno de lazo que se cierra.

## EL PLEGADO

La canasta debería ser removida antes del plegado de cualquier rollator. Desde la posición del usuario, libere el mecanismo de seguridad al que esta en la barra de adelante en el lado derecho del rollator. Agarre la barra debajo del asiento y empuje para arriba y hacia las ruedas de atrás hasta la posición plegable. El rollator se doblará fácilmente para ser guardado o transportado.

## EL MANTENIMIENTO

Siempre se asegura que sus frenos funcionan correctamente antes del empleo. Cuide que el freno se maneja este libre de suciedad, el polvo y la mugre. El desarrollo de partículas podría hacer que sus frenos no funcionen correctamente. Si los frenos no frenan, compruebe los cables para la soltura. Los cables pueden ser apretados en el tornillo de ajustador localizado donde el cable es conectado a la manija de freno. Si el cable es roto, esto tendrá que ser reemplazado. De vez en cuando compruebe y apriete todas las tuercas, cerrojos, tornillos, y otro soporte físico localizado en el rollator.



FACIL PARA CAMINAR



APRETAR PARA PARAR



SOLTAR PARA ANDAR



EMPUJAR HACIA ABAJO  
PARA ASEGURAR



SUELTE EL SEGURO  
Y TIRE HACIA ATRAS  
HASTA LA POSICION  
PLEGABLE

# INSTRUCCIONES PARA EMSAMBLE


**ADVERTENCIA:** Es muy importante que Ud. lea todas las instrucciones antes del asamble y/o el empleo de este rollator. Este rollator siempre debería ser montado y encajado para el usuario por un distribuidor calificado y autorizado de DuroMed. Antes de la utilización del rollator, aseguro que su peso esta dentro de la capacidad de peso de la unidad. Este rollator requerirá un pequeño ensamble o ninguna y puede ser realizado sin herramientas.

## PARTES DE EMSAMBLE:

2 Pasamanos con Frenos; 1 Canasta; 1 Bandeja.

## INTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1. Sostenga el rollator en la parte superior derecha, abriendo y empujándolo hacia el frente. Gire el mecanismo de cerradura giratorio y asegurelo a la barra cruzada del rollator para prevenir que se cierre cuando se este usando.
2. Remueva los dos tapones de cauchos de cada uno de los tubos laterales del rollator. Coloque los dos pasamanos con el freno pre-ensamblado, dentro de la barra de mano con el agujero y ajústelo a la altura deseada. Para hacer esto gire la manija de ajuste hasta que este bien apretado. (**PRECAUCION:** NUNCA EXTIENDA LA BARRA DE MANO SOBRE LA MEDIDA MARCADA EN LA PARTE INFERIOR).
3. Verifique y ajuste la tensión del sistema mecánico de frenos para asegurar que el freno esta funcionando apropiadamente antes de usarlo.
4. Alinear la bandeja con el asiento de descanso y ubique los cuatro pines debajo de la bandeja en los agujeros del asiento de descanso.
5. Ponga la canasta en los ganchos debajo del asiento de descanso.



## PRODUCTO # 1013

### ESPECIFICACIONES

ANCHO APROXIMADO 23"; RUEDAS, 8" x 2";  
ASIENTO, 15" x 8.5"; ALTURA DEL ASIENTO, 24";  
CANASTA, 16" x 12" x 7" LARGO; BANDEJA, 15.5" x 10" x 1 LARGO"  
ALTURA DEL PASAMANO, 31" - 38.5"; ANCHO ENTRE PASAMANO, 17";  
PESO, 28 lbs.; CAPACIDAD DE PESO, 250 lbs.

# USE OF NEW ROLLATOR

**BEFORE USE, PLEASE READ ALL CAUTION  
AND WARNING LABELS ON THE ROLLATOR**

## WALKING

This unit is to be used as a mobility aid creating a natural balance. With hands grasped securely onto handles, the user walks slowly behind the rollator. Gently, push forward with weight distributed evenly between handlebars.

## BRAKING

**Normal Brake** can be activated by pulling the brake handle up, similar to operating the brakes of a bicycle. This function may be applied, while walking with the rollator to slow down momentum, stop for a moment, or maneuver up, down or around boundaries which may be in your path.

**Parking Brake** can be activated by pushing the handle down into the lock position. This function should be activated when the user stops for a period of time. For safety reasons, the parking brake should always be engaged before sitting down onto the seat. Also if shopping, it will be a good idea to activate the parking brake while stopped in an aisle, to avoid rollator from advancing forward. To release the parking brake, gently pull up.

The braking system is convenient and easy to operate. People who may have hand disabilities should find the brake handles wide, comfortable and non binding. Minimum pressure will need to be applied to activate the locking loop brake system.

## FOLDING

Basket or tray should be removed before folding any rollator. From the user side, release the lock mechanism from around the cross bar located on the right side of the rollator. Grasp bar under seat and pull up onto back wheels until folded. The rollator folds easily for storage or transport.

## MAINTENANCE

Always make sure your brakes are operating correctly before use. Keep the brake handles free from dirt, dust and grime. Build-up of particles could cause your brakes not to engage properly. If the brakes are not braking, check the cables for looseness. The cables can be tightened at the adjuster screw located where the cable is connected to the brake handle. If the cable is broken, it will need to be replaced. Periodically check and tighten all nuts, bolts, screws, and other hardware located on rollator.



WALKING MADE EASY



SQUEEZE TO STOP



RELEASE TO ROLL



PUSH DOWN TO LOCK



RELEASE LOCK AND  
PULL BACK INTO  
FOLDING POSITION

## LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

Products which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond reasonable control are not covered by this warranty.

Parts or materials which are subject to normal wear resulting from the use of this product, and which must be replaced or repaired due to such normal wear, are the owner's responsibility and are not covered by this warranty.

This warranty is exclusive and is in lieu of all other express warranties, implied warranty, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, and shall not extend beyond the duration of the express warranty provided herein. DMI will not be liable for consequential or incidental damages whatsoever.

This warranty gives you specific legal rights which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or how long an implied warranty lasts, so the exclusions and limitations may not apply to you.

### **WARNING!** READ BEFORE USING

This unit is not intended to be used as a wheelchair. For maximum safety, make sure all safety features are explained to you by a qualified therapist, physician, or a certified sales person. At regular intervals, have your local dealer check and tighten all fasteners and hinged parts. Check all plastic parts for wear often. Units are not designed to assist users from a sitting to a standing position. When stopping, do not lean excessively on the unit. The brakes are not designed to withstand excessive pressure. Excessive use causes the brake cables to stretch or fray and adjustment or replacement of the brake cable may be required. DMI rollators are not suggested for people with severely limited ambulation for whom a rigid walker may be recommended. Please consult with your physician before using this product especially if you are taking any medication. Failure to observe this warning may result in injury.

### **CAUTION!** CHECK BRAKES BEFORE USING

Always check your brakes before using your rollator. Keep your brake handles in excellent condition at all times. Always check for loose parts, tightness of the cables and cleanliness. It is best to keep your rollator fully assembled at all times.

# Rollator

## EXTRA FUERTE

DE METAL

CON FRENOS DE CERRADURA DE LAZO



Moverse  
Alrededor

Nunca ha  
sido tan fácil...