

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Slide set of eyelet clips into eyelets furthest down the shoe. Put on stocking and shoe with eyelet clips attached; tie shoes tightly.

1. Crochets d'œillet illustrés dans la position d'utilisation, avec lacets dans le même œillet. Mettez vos chaussettes et vos chaussures, avec les attaches pour œillelets fixés, puis lacez-les en serrant bien.

1. Deslice el juego de sujetadores para ojal dentro de los ojales inferiores del zapato. Colóquese los calcetines y los zapatos con los sujetadores para ojal insertados y átese firmemente los zapatos.



2. Center the FootFlexor directly above the heel of the shoe with the small tab oriented on the top right side of the brace. Wrap the left flap around the front of the leg and snugly close the top right tab onto the left flap. Snugly close the lower right tab around the lower part of the left flap. When using tall lace up shoes or boots place the Footflexor around outside of boot.

2. Centrez le FootFlexor directement au-dessus du talon de la chaussure, la petite languette orientée en haut à droite de l'attelle. Enroulez le pan gauche autour de l'avant de la jambe et serrez la languette supérieure droite sur le pan gauche. Serrez la languette inférieure droite autour de la partie inférieure du pan gauche. Lorsque vous utilisez des chaussures à lacets ou des bottes hautes, enroulez le Footflexor par-dessus la chaussure.



2. Centre el FootFlexor directamente por encima del talón del zapato con la banda pequeña orientada hacia al lado derecho superior del soporte. Coloque la solapa izquierda alrededor de la parte delantera de la pierna y ajuste suavemente la banda superior derecha sobre la solapa izquierda. Cierre suavemente la banda inferior derecha alrededor de la parte inferior de la solapa izquierda. Cuando utilice zapatos acordonados altos o botas, coloque el FootFlexor alrededor de la bota por el lado exterior.



3. Hook the tension cord to the eyelet clips on the toe of your shoe.

3. Accrochez la corde de tension aux attaches pour œillelets au bout de votre chaussure.

3. Enganche la cuerda tensora con los sujetadores para ojal en la parte delantera del zapato.

Continue on other side
Continuez de l'autre côté
Continúa en el reverso

ADJUSTING THE TOE LIFT TENSION

4. Moving the tension cord to lower loops on the Footflexor® will progressively increase the toe lift tension. Use enough tension to keep your toe up.

Upper Adjustment Loop = Less tension

Lower Adjustment Loop = More tension

For additional information visit www.coreproducts.com/FootFlexor



ADJUSTING THE TOE LIFT TENSION

4. Faire repasser la corde de tension dans la boucle inférieure du Footflexor augmente la tension et soulève votre orteil. Utilisez une tension suffisante pour maintenir votre orteil surélevé.

Boucle de réglage supérieure = Moins de tension

Boucle de réglage inférieure = Plus de tension

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coreproducts.com/FootFlexor

ADJUSTING THE TOE LIFT TENSION

4. Colocar la cuerda tensora en las presillas inferiores del Footflexor aumentará progresivamente la tensión y esto elevará la punta del pie. Aplique la tensión que sea necesaria para mantener la punta del pie elevada.

Presilla de ajuste superior = menos tensión

Presilla de ajuste inferior = más tensión

Para obtener información adicional, visite www.coreproducts.com/FootFlexor.

