

## Drag Lock

You can easily drag an object with the BIGtrack 2 without having to press and hold the left click button.

To enable drag lock:

1. Hover the cursor over the item you would like to drag.
2. Double click the right click button to lock on to the item.
3. Move item to the desired location.
4. Release the drag lock by clicking the left click or right click button.

## FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## USB Connection

Plug the cable into your computer's USB port or a USB hub connected to your computer. You do not need to turn off your computer before connecting or disconnecting a USB device.

## Switch Use

The BIGtrack 2 has two switch ports located on the left and right side of the device. For switch use, plug a switch into each switch jack. Each switch will perform the same function as clicking the left or right button on the device.

## Conexión USB

Enchufe el cable al puerto USB de su ordenador o a un multipuerto USB conectado a su ordenador. No necesita apagar su ordenador antes de conectar o desconectar el dispositivo USB.

## Uso del conmutador

El BIGtrack 2 tiene dos puertos ubicados en los costados izquierdo y derecho del dispositivo. Para usar el conmutador, conéctelo a cada conector. Cada conmutador realizará la misma función si hace clic con el botón derecho o izquierdo sobre el dispositivo.

## Bloqueo de arrastre

Con BIGtrack 2 puede arrastrar fácilmente un objeto sin la necesidad de mantener apretado el botón izquierdo del ratón. Para habilitar el bloqueo de arrastre:

1. Pase el cursor sobre el objeto que desee arrastrar.
2. Haga doble clic con el botón derecho para bloquear el objeto.
3. Mueva el objeto a la ubicación deseada.
4. Desbloquee el objeto con un clic del botón derecho o izquierdo.

## FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

## Connexion USB

Raccordez le câble au port USB de votre ordinateur ou à un concentrateur USB connecté à votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'arrêter votre ordinateur avant de connecter ou de déconnecter un périphérique USB.

## Utilisation du commutateur

Le BIGtrack 2 dispose de deux ports de commutation situés sur les côtés gauche et droit du périphérique. Pour utiliser le commutateur, insérez une fiche de contacteur dans chaque prise jack.

## USB-Anschluss

Stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers oder in einen USB-Hub, der mit Ihrem Computer verbunden ist. Sie müssen Ihren Computer nicht ausschalten, um ein USB-Gerät ein- oder auszustecken.

## Verwendung der Schalter

Der BIGtrack 2 hat zwei Schalteranschlüsse auf der linken und rechten Seite des Geräts. Um einen Schalter zu verwenden, stecken Sie ihn in die Schalterbuchse. Jeder Schalter führt dieselbe Funktion aus wie das Klicken auf die linke oder rechte

Chaque commutateur effectuera la même fonction que lors d'un clic sur le bouton gauche ou droit du périphérique.

## Glissement verrouillé

Vous pouvez facilement faire glisser un objet avec le BIGtrack 2 sans avoir à appuyer et maintenir le bouton gauche. Pour activer le glissement verrouillé :

1. Faites passer le curseur au-dessus de l'élément que vous voulez faire glisser.
2. Double cliquez sur le bouton droit afin de le verrouiller sur l'élément.
3. Déplacez l'élément à l'endroit souhaité.
4. Relâchez le glissement verrouillé en faisant un clic gauche ou un clic droit.

## FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1)

Taste am Gerät.

## Drag Lock

Mit dem BIGtrack 2 können Sie ein Objekt auf einfache Weise ziehen, ohne die linke Klick-Taste drücken und halten zu müssen. Drag Lock aktivieren:

1. Bewegen Sie den Cursor über das Objekt, das Sie verschieben wollen.
2. Doppelklicken Sie die rechte Taste, um das Objekt am Cursor festzumachen.
3. Bewegen Sie das Objekt an die gewünschte Position.
4. Lösen Sie den Drag Lock, indem Sie die linke oder rechte Taste drücken.

## FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## **Bloqueio da ação arrastar** operação indesejada.

Você pode facilmente arrastar um objeto com o BIGtrack 2 sem ter que pressionar e segurar o botão esquerdo do mouse. Para ativar o bloqueio da ação arrastar:

1. Passe o cursor sobre o item que você gostaria de arrastar.
2. Clique duas vezes no botão direito do mouse para bloquear o item.
3. Mova o item para a posição desejada.
4. Libere o bloqueio da ação arrastar clicando com os botões direito ou esquerdo do mouse.

## **Conexão USB**

Conecte o cabo à porta USB do seu computador ou a um hub USB conectado ao seu computador. Não é necessário desligar o computador antes de conectar ou desconectar um dispositivo USB.

## **Uso do interruptor**

O BIGtrack 2 conta com dois acessos ao interruptor localizados nos lados esquerdo e direito do dispositivo. Para usar o interruptor, conecte um interruptor a cada conector. Cada interruptor executará a mesma função ao clicar no botão esquerdo ou direito no dispositivo.

## **FCC**

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar

## For private households:

Information on Disposal of Users of WEEE

This symbol  on the product and/or accompanying documents means that

used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

## For professional users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment(EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:

This symbol is only valid in the European Union(EU). If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

## Pour les foyers particuliers :

Renseignements quant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole suivant  sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne

signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers ordinaires. Afin d'en assurer le traitement, la collecte et le recyclage, veuillez apporter ce produit à un point de dépôt prévu à cet effet où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est possible que vous puissiez rapporter vos produits directement chez votre revendeur à l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination de ce produit selon la méthode appropriée contribue à la revalorisation de ressources importantes et à prévenir d'éventuels effets négatifs sur la santé et sur l'environnement pouvant être dus à une gestion inadéquate des déchets. Veuillez contacter votre administration locale afin d'obtenir plus de renseignements concernant l'emplacement du point de dépôt le plus près de chez vous. Selon les réglementations nationales, des amendes peuvent sanctionner l'élimination inappropriée des déchets.

## Pour utilisateurs professionnels de l'Union européenne :

Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou votre fournisseur pour connaître la marche à suivre pour vous débarrasser déquipement électrique ou électronique (EEE).

Pour l'élimination de déchets dans des pays non membres de l'Union européenne : Ce symbole n'est valide qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur afin de connaître la manière appropriée de procéder à l'élimination de ce produit.

## Für private Haushalte:

Informationen zum fachgerechten Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol  auf dem Produkt und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass

Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Die Annahme erfolgt kostenlos. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren lokalen Händler zurücksenden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die nächstgelegene benannte Sammelstelle an Ihre örtlichen Behörden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

## Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union:


Wenden Sie sich bitte vor der Entsorgung an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) zu erhalten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.

## 一般家庭の場合:

WEEE利用に伴う廃棄関連の情報

製品やこれに付随するドキュメントに表記されているこの記号  は、

中古電気電子機器 (WEEE) を一般的な家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。適切な処分、再生およびリサイクルのため、無償で引き取ってくれる指定回収場所へこの製品を持ち込んでください。あるいは、あるいは一定の国においては同等の新製品の購入と引き換えに地元運搬店に製品を持ち込むことができる場合もあります。

この製品を適切に廃棄することで重大資源の無駄遣い防止に役立ち、不適切な廃棄物取り扱いがされた場合に生じるおそれのある健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐこととなります。
趣書りの指定回収場所の詳細については地元の地方自治体に問い合わせください。
この廃棄物の課った処分は国の法令に基づいて処置の対象となる場合があります。

## 欧州連合域内の法人ユーザーの場合:


電子電気機器 (EEE) を廃棄したい場合、詳細についてデナーまたはサライナーに問い合わせてください。

欧州連合域外の国における廃棄の場合:
この記号は欧州連合 (EU) においてのみ有効です。

この製品を廃棄したい場合、地方自治体やデナーに連絡し、適切な廃棄処分の方法について相談してください。

## Para hogares particulares:

Información sobre la eliminación para usuarios de WEEE.

Este símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan

significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde se lo aceptará de forma gratuita. En algunos países, otra opción es devolver sus productos al minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podrían surgir del manejo inadecuado de los desechos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano. Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos conforme a la legislación nacional.

## Para usuarios profesionales en la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con su distribuidor o las autoridades locales y consulte el método correcto de eliminación.

Se você deseja descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

## Para usuários profissionais na União Europeia:

Para descartar em países fora da União Europeia:
Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se você deseja descartar este produto, entre em contato com suas autoridades ou revendedores locais e informe-se sobre o método correto de descartar.