

## Guía de funciones



Configuración de peso  
comodidad, consulte el peso  
del paciente.



Modo de terapia.



Modo AutoFirm (firmeza au-  
tomática), con tiempo de espera  
de 20 minutos.



Alternando modo de presión.



Modo estático, presión  
constante.



Modo de inflación en posición de  
asiento, para acelerar la presión  
cuando la cabeza está elevada  
hasta 30°.



Modo de pulsación, todo el  
colchón se infla y desinfla se-  
cuencialmente cada 15 segundos.



Selección de tiempo de ciclo.



Desactivar Alarma.



Bloqueo del Panel. El panel se  
bloqueará automáticamente  
después de 5 minutos.  
Presione por 3 segundos  
para desbloquear.

## Function Guide

## Guide des fonctions

## Guía de funciones

**drive**<sup>TM</sup>

**drive**<sup>TM</sup>

## Function Guide



Comfort weight setting, refer to patient weight



Therapy mode.



AutoFirm mode, with 20min. timeout.



Alternating pressure mode.



Static mode, constant pressure.



Seat Inflation mode, to boost pressure when head is elevated up to 30°.



Pulsation mode, entire mattress sequentially inflates and partially deflates every 15 seconds.



Cycle Time selection.



Alarm Mute.



Panel Lock. Panel will lock automatically after 5 min. Press 3 sec to unlock.

## Guide des fonctions



Paramètre de poids de confort, référez au poids du patient.



Mode de thérapie.



Mode fermeté automatique, avec arrêt automatique à 20 minutes.



Alternant mode pression.



Mode statique, pression constante.



Mode gonflage du siège, pour augmenter la pression lorsque la tête est relevée à 30°.



Mode pulsation, le matelas se gonfle et se dégonfle séquentiellement et partiellement chaque 15 secondes.



Sélection de la durée du cycle.



Sourdine d'alarme.



Verrouillage du panneau. Le panneau se verrouille automatiquement après 5 minutes. Appuyez 3 secondes pour le déverrouiller.