

GUARDIAN

GUARDIAN® SAFE-T-POLE USER INSTRUCTIONS

Model: 98120

Please follow these instructions carefully before using your new Safe-T-Pole in order to familiarize yourself with the safe and correct usage.

Adjustment range: 7' 9" – 8' 5.5"

⚠ WARNING

Please read carefully before installation and use.

Failure to comply may result in serious injury.



- 1. Adjusting collar must be tightened with sufficient force to prevent any movement during use, especially when being installed on carpeted floors.**
- 2. Ceiling and floor contact surfaces must be structurally sound, dry and free of dirt and debris. Make sure acoustic or textured ceilings are smooth at area where ceiling bracket will rest.**
- 3. Mount ceiling bracket (E) at right angles to ceiling studs to avoid ceiling and floor damage from excessive tightening.**
- 4. Check adjustment periodically to assure safe use of your Safe-T-Pole.**
- 5. Not to be used with suspended ceilings.**

INSTALLATION

Tool Required: Phillips Screwdriver

Parts List:

PolePart A
Floor Mounting Plate.....Part B
Threaded Adjusting PipePart C
Adjusting CollarPart D
Ceiling BracketPart E



- A. Screw the collar (D) onto the pipe (C). Tighten the screw in the bracket (E) into the nut inside of the pipe (C).**
- B. Place floor mounting plate (B) in the approximate floor position desired. Insert the pole (A) onto the receiver lip of the floor mounting plate (B).**
- C. Determine approximate distance from top of pole to ceiling and adjust the adjusting collar (D) on threaded pipe, slightly less than pole-to-ceiling distance.**
- D. Hold the ceiling bracket (E) against the ceiling. Turn the adjusting collar (D), adjusting the pipe until the Safe-T-Pole is sufficiently rigid.**

GUARDIAN® SAFE-T-POLE INSTRUCTIONS À L'USAGER

Modèle: 98120

Veuillez suivre attentivement les instructions avant d'utiliser votre Safe-T-Pole (support de marche) afin de vous familiariser avec un usage approprié et sécuritaire.

Amplitude de réglage : 2.36 m – 2.58 m (7' 9" – 8' 5.5")

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Tout manquement à observer ces instructions peut entraîner des blessures graves.

1. Le collier de serrage doit être bien serré, avec suffisamment de couple pour prévenir tout mouvement pendant l'usage, plus particulièrement lorsqu'il est installé sur des planchers recouverts de tapis.
2. Les surfaces de contact du plafond et du plancher doivent être de structures solides, sèches, sans poussières ni débris. Les plafonds acoustiques ou texturés doivent être parfaitement lisses à l'endroit où le support d'installation au plafond doit reposer.
3. Montez le support du plafond (E) à angles droits aux colombages du plafond pour éviter d'endommager le plafond et le plancher, dû à un serrage excessif.
4. Vérifiez périodiquement l'ajustement pour assurer votre sécurité lorsque vous utilisez votre Safe-T-Pole.
5. No debe usarse con cielos rasos suspendidos.


INSTALLATION

Outil requis: Tournevis Phillips

Liste de pièces:

Poteau.....Pièce A
 Plaque de montage du plancher ...Pièce B
 Tuyau d'ajustement fileté.....Pièce C
 Collier de serragePièce D
 Support du plafondPièce E

- A. Vissez le collier de serrage (D) sur le tuyau d'ajustement fileté (C). Serrez la vis du support du plafond (E) dans l'écrou du tuyau d'ajustement fileté (C).
- B. Placez la plaque de montage du plancher à la position approximative du plancher où vous désirez placer le poteau. Insérez le poteau (A) sur le rebord du récepteur de la plaque de montage du plancher (B).
- C. Déterminez la distance approximative à partir de l'extrémité du poteau jusqu'au plafond, et ajustez le collier de serrage (D) sur le tuyau fileté, un peu plus bas que cette distance.
- D. Maintenez le support du plafond (E) contre le plafond. Tournez le collier de serrage (D), en ajustant la tige du tuyau jusqu'à ce que le Safe-T-Pole soit suffisamment rigide.



GUARDIAN® SAFE-T-POLE INSTRUCCIONES DEL USUARIO

Modelo: 98120

Antes de utilizar su nuevo Safe-T-Pole, observe estas instrucciones atentamente a fin de familiarizarse con el uso correcto y seguro de este producto.

Rango de ajuste : 2.36 m – 2.58 m (7' 9" – 8' 5.5")

⚠ ADVERTENCIA

Sírvase leer atentamente antes de instalar o utilizar el producto de no hacerlo, podría resultar gravemente herido.

1. El manguito de ajuste debe apretarse lo suficiente para evitar que se mueva durante el uso, sobre todo en el caso de las instalaciones realizadas en pesos alfombrados.
2. Las superficies de contacto del cielo raso o piso deben ser fuertes, estar secas y libres de polvo y partículas. Asegúrese que los cielos rasos acústicos o texturizados estén alisados en la zona donde descansará la pieza de montaje contra el cielo raso.
3. Coloque la pieza de montaje contra el cielo raso (E) en ángulo recto en relación a los travesaños del cielo raso a fin de evitar que el cielo raso o el piso se dañen debido a una presión excesiva.
4. Revise el ajuste periódicamente para cerciorarse de que el Safe-T-Pole no presente peligro alguno durante su uso.
5. Ne pas utiliser avec des plafonds suspendus.


INSTALACIÓN

Herramienta requerida: Desarmador Phillips

Lista de piezas:

- TuboParte A
- Placa de montaje al piso.....Parte B
- Tubo de ajuste roscadoParte C
- Manguito de ajusteParte D
- Pieza de montaje
contra el cielo rasoParte E

- A. Atornille el manquito de ajuste (D) en el tubo de ajuste roscado (C). Ajustar el tornillo en la abrazadera (E) en la tuerca dentro del tubo de ajuste roscado (C).
- B. Coloque la placa de montaje al piso (B) aproximadamente en la posición que desee. Inserte el tubo (A) en el anillo receptor de la placa de montaje al piso (B).
- C. Determine la distancia aproximada entre la parte superior del tuboy el cielo raso y coloque el manguito de ajuste (D) en el tubo de ajuste, a una distancia ligeramente menor que la distancia entre el tubo y el cielo raso.
- D. Sostenga la pieza de montaje contra el cielo raso (E). Gire el manguito de ajuste (D), ajustando el tubo hasta que el Safe-T-Pole quede lo suficientemente recto.



LIFETIME LIMITED WARRANTY

Your Guardian® product is warranted to be free of defects in materials and workmanship. This warranty is limited to the original consumer purchaser.

This warranty does not cover product failure due to owner misuse or negligence or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as but not limited to rubber accessories and grips which are subject to normal wear and tear and replacement. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

In the event of a defect covered by this warranty, we will at our option repair or replace the product. For warranty service please contact the retailer where the product was purchased. If you have a question about your Guardian® brand product or this warranty, please call us toll-free at 800.333.4000.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Votre produit Guardian® est garanti être sans défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie est limitée au premier acheteur-consommateur.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de la mauvaise utilisation, de la négligence ou de l'usure normale. Cette garantie ne s'étend pas aux éléments non durables tels, sans y être limitée, accessoires de caoutchouc et revêtements de poignées qui sont sujets à l'usure normale et au remplacement. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons ce produit à notre discrétion. Pour obtenir du service en vertu de la garantie, veuillez contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit. Si vous avez des questions au sujet de ce produit de marque Guardian® ou de cette garantie, veuillez nous appeler au numéro sans frais 800.333.4000.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Su producto Guardian® está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía está limitada a la compra por el consumidor original.

Esta garantía no cubre la falla del producto debido a mal uso o negligencia del propietario o el uso y desgaste normales. La garantía no se hace extensiva a los componentes no duraderos, tales como, pero sin limitarse a, los accesorios de caucho y empuñaduras que están sujetos al uso y desgaste normales y reemplazo. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos que varían de estado a estado.

En caso de que tuviera un defecto cubierto por esta garantía, nosotros repararemos o reemplazaremos el producto a nuestra sola opción. Para recibir servicio dentro de la garantía, por favor póngase en contacto con la tienda al por menor donde fue comprado. Si tiene preguntas sobre su producto marca Guardian® o sobre esta garantía, por favor llámenos a nuestra línea gratuita al 800.333.4000.



Manufactured for:

Fabriqué pour:

Fabricado Para:

©2002, Sunrise Medical 5.02

005-1001 Rev. E

Made in Taiwan

Fabriqué en Taiwan

Hecho en Taiwan