



GUARDIAN[®]

User's Guide

Manuel de l'utilisateur | Guía del usuario

Aluminum Bathroom Corner Bench With Faux Wood Accents

Banc de coin en aluminium
pour salle de bain avec accents
simili bois

Banco de esquina de aluminio para baño
con acentos en madera de imitación



Not Made With Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

REF G2-501X1

GENERAL WARNINGS

Be sure to read all instructions and safety information before using this bench. If you have questions about using this product safely, please contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.








- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged. |
- DO NOT exceed weight capacity of 200 lbs (90 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT stand on the bench.

CAUTIONS

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using this product. Prior to use, ensure the following:


1. All screws, nuts and/or bolts are tightened.
2. There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
3. All four legs touch the floor simultaneously at all times.

PARTS LIST


	Item		Qty
A	Seat		1
B	Connector Panel		1
C	Seat Leg C		1
D	Seat Leg D		2
E	Seat Leg E		1
F	Bolt (M6*20)		10
G	Allen Wrench		1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove contents from box, making sure you have all parts listed.
2. Carefully stand up the Bench Legs (C,D&E) upside down on a flat surface. Attach the Connector Panel (B) to the Bench Legs(C,D&E) with Bolt (F).



3. Attach the assembled legs & connector panel (step 1) to the Seat (A) with Bolt (F).



4. Tighten all the Bolts (F). Turn your bench right side up.

ADJUSTING LEG STABILIZERS

Before using the bench, make sure all legs are touching the floor simultaneously and are leveled.

1. To level legs, turn the stabilizer tip clockwise to lengthen, or counterclockwise to shorten, until all legs are simultaneously touching the floor.

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this corner bench is recommended to ensure that all parts and hardware are secure; that components are in good working order and not worn or loose; and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product.

CLEANING

To maintain appearance, dry after each use. DO NOT use abrasive powders, cleansers or scouring pads.

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleanser with warm water.
2. Wipe dry after cleaning.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Lisez bien toutes les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce banc. Pour toute question sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez communiquer avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

· N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.

· NE dépassez PAS la capacité de charge de 90 kg (200 lb).

· NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.

· NE vous tenez PAS debout sur le banc.

PRÉCAUTIONS








Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.

2. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce et que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.


3. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.

LISTE DES PIÈCES


Article			Qté
A	Assise		1
B	Panneau de raccordement		1
C	Patte du banc C		1
D	Patte du banc D		2
E	Patte du banc E		1
F	Boulon (M6*20)		10
G	Clé hexagonale		1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces illustrées sont présentes.
2. Placez délicatement les pattes du banc (C, D et E) à la verticale, à l'envers, sur une surface plane. Fixez le panneau de raccordement (B) aux pattes du banc (C, D et E) avec un boulon (F).



3. Fixez les pattes et le panneau de raccordement assemblés (étape 1) à l'assise (A) avec un boulon (F).



4. Resserrez tous les boulons (F). Retournez le banc à l'endroit.

RÉGLAGE DES STABILISATEURS DE PATTES

Avant d'utiliser le banc, assurez-vous que toutes les pattes touchent le plancher simultanément et sont de niveau.

1. Pour mettre les pattes à niveau, tournez l'embout des stabilisateurs dans le sens horaire pour les rallonger, ou dans le sens antihoraire pour les raccourcir, jusqu'à ce que toutes les pattes touchent simultanément le sol.

ENTRETIEN

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du banc de coin pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont ni usés ni lâches, et que rien n'empêche l'utilisation normale et sécuritaire du produit. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit.

NETTOYAGE

Pour préserver l'apparence du banc, essuyez-le après chaque utilisation. N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

1. Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
2. Essuyez après le nettoyage.

ADVERTENCIAS GENERALES

Cerciórese de leer todas las instrucciones e información de seguridad antes de usar este banco.








- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si hay componentes que faltan o están dañados.
- NO exceda la capacidad de carga de 200 lb (90 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO se pare en el banco.

PRECAUCIONES

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen este producto. Antes de usarlo, cerciórese de lo siguiente:


1. Que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
2. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén fijas.
3. Que las cuatro patas toquen el piso simultáneamente en todo momento.

LISTA DE PIEZAS


Artículo			Cant.
A	Asiento		1
B	Panel conector		1
C	Pata del asiento C		1
D	Pata del asiento D		2
E	Pata del asiento E		1
F	Perno (M6*20)		10
G	Llave Allen		1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas enumeradas.
2. Coloque las patas del banco (C, D y E) cuidadosamente boca abajo sobre una superficie plana. Fije el panel conector (B) a las patas del banco (C, D y E) con el perno (F).



3. Fije las patas y el panel conector montados (paso 1) al asiento (A) con el perno (F).



4. Apriete todos los pernos (F). Coloque el banco boca arriba.

AJUSTE LOS ESTABILIZADORES DE LAS PATAS

Antes de usar el banco, cerciórese de que todas las patas toquen el piso simultáneamente y estén niveladas.

1. A fin de nivelar las patas, gire la puntera del estabilizador en sentido horario para alargar o antihorario para acortar, hasta que todas las patas toquen el piso simultáneamente.

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este banco de esquina para cerciorarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. !

LIMPIEZA

Para mantener su aspecto, séquelo después de cada uso. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

1. Límpielo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia.
2. Séquelo con un paño después de limpiarlo.

Limited Warranty

Medline guarantees for the original purchaser, that the frame of the chair will be free from defects in materials for the life of the chair.

Medline also guarantees the parts on the chair to be free from defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase by the original purchaser.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse, negligence or normal wear and tear. All warranty claims must include the product in questions unless otherwise authorized by Medline.

Garantie limitée

Medline garantit à l'acheteur initial que le châssis du banc est exempt de tout défaut de matériaux pendant la durée de vie utile du banc.

Medline garantit aussi les pièces du banc contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par le premier acheteur.

Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'article liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. Le produit concerné doit être inclus dans toutes les réclamations au titre de la garantie, sauf autorisation contraire de Medline.

Garantía Limitada

Medline garantiza al comprador original que el armazón del banco no presentará defectos de materiales durante toda la vida útil del banco.

Medline garantiza asimismo que las piezas del banco no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de adquisición por parte del comprador original.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debida al mal uso o negligencia del propietario ni al desgaste normal. A menos que Medline autorice lo contrario, todos los reclamos de garantía deben incluir el producto en cuestión.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.