

GUARDIAN®

BARIATRIC BATH BENCH

WITH BACK

REF MDS89745AXW

WITHOUT BACK

REF MDS89740AXW

User Instructions and Warranty

BANC DE BAIN POUR BARIATRIE

AVEC DOSSIER

REF MDS89745AXW

SANS DOSSIER

REF MDS89740AXW

Mode d'emploi et Garantie

BANCO DE BAÑO BARIÁTRICO

CON RESPALDAR

REF MDS89745AXW

SIN RESPALDAR

REF MDS89740AXW

Instructivo y Garantía del Usuario

General Warnings

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING YOUR BATH BENCH. To ensure the safe installation, adjustment, and operation of Bath Bench, these instructions **MUST** be followed.

DO NOT install this product without first reading and understanding this instruction manual.

If you are unable to understand these warnings, cautions, and instructions, contact a healthcare professional or dealer before attempting to install this equipment.

- Prior to each use check that all joints and fittings on the bath bench are tight.
- **DO NOT** place bath bench on uneven surfaces.
- **DO NOT** use if wobbly, unstable or not level.
- **DO NOT** exceed user weight capacity of 550 lbs.
- **DO NOT** twist or turn while seated on bath bench, this may cause frame to bend.
- **DO NOT** stand on bath bench.
- **DO NOT** use bath bench for any purpose that it is not intended to be used for.
- Check rubber tips for rips, cracks or wear. If these conditions exist, **DO NOT** use the tips and replace **IMMEDIATELY. (Rubber tips can be ordered--item MDS87755T)**

Note: Tips On This Product Contain Dry Natural Rubber.

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURIES.

Avertissements Généraux

VEUILLEZ LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER VOTRE BANC DE BAIN. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir une installation, une opération et un ajustage sécurisés du banc de bain.

Ne PAS installer cet équipement sans d'abord lire et comprendre cette fiche d'instruction.

Contactez un professionnel de l'assistance médicale, un revendeur ou le personnel technique avant toute tentative d'installer cet équipement si vous ne pouvez pas lire ou comprendre ces instructions.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les joints et accessoires du banc de bain sont serrés.
- **NE PAS** placer le banc de bain sur des surfaces inégales.
- **NE PAS** utiliser si le banc bouge, est instable ou n'est pas à niveau.
- **NE PAS** dépasser la capacité de poids d'utilisateur de 250 kg.
- **NE PAS** vous tordre ou tourner en étant assis sur le banc de bain car cela peut causer la pliure du cadre.
- **NE PAS** se tenir debout sur le banc de bain.



- **NE PAS** utiliser le banc de bain pour tout but autre que celui prévu pour son utilisation.
- Vérifiez les bouchons en caoutchouc pour détecter des déchirures, des fissures ou toute usure. Si ces conditions existent, **NE PAS** utilisez les bouchons et remplacez-les **IMMEDIATEMENT. (Les bouchons en caoutchouc peuvent être commandés - article MDS87755T.)**

Remarque- Les Embouts Pour Ce Produit Contiennent Du Caoutchouc Naturel Sec. TOUT MANQUEMENT À L'OBSERVATION DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Advertencias Generales

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR BANQUITO DE BAÑO.

Para asegurar la instalación, ajuste y operación segura del Banquito de Baño, estas instrucciones DEBEN ser seguidas.

NO instale este Producto sin primero leer y entender esta hoja de instrucciones.

Si no puede entender estas advertencias, precauciones e instrucciones, contacte a un profesional de salud o vendedor antes de intentar instalar este equipo.

- Antes de cada uso verifique que todas las uniones y acoples en el banco de baño estén ajustadas.
- **NO** coloque el banquito de baño sobre superficies desiguales.
- **NO** utilice si está flojo, es inestable o desnivelado.
- **NO** exceda la capacidad de peso de usuario de 250 kg.
- **NO** voltee o gire mientras está sentado en el banquito de baño, esto puede causar que la armazón se doble.
- **NO** se pare sobre el banquito de baño-
- **NO** utilice el banquito de baño para propósito distinto a aquel para el cual está diseñado
- Revise las puntas de hule en busca de roturas, grietas o desgaste. Si existen estas condiciones, NO utilice las puntas y reemplácelas **INMEDIATAMENTE. (Pueden pedirse Puntas de Hule-- item MDS87755T)**

Nota- Las Puntas De Este Producto Contienen Caucho Natural Seco.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTES MENCIONADAS PUDIERA RESULTAR EN LESIONES GRAVES.



LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti sans défaut en matériel ou en main d'œuvre pour la durée d'utilisation par l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes précises et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service pratique et fiable. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer l'appareil. Cette garantie ne couvre pas la panne de l'appareil pour cause de mauvais usage ou d'une négligence par le propriétaire, ou une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants à faible durabilité, tels que des accessoires en caoutchouc, roulettes et poignées, soumis à une usure normale et au remplacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN		Medline Industries, Inc. One Medline Place Mundelein, IL 60060
-----------------	--	--

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2010 Medline Industries, Inc. Guardian is a registered trademark of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans ce manuel. ©2010 Medline Industries. Guardian est une marque de commerce déposée de Medline Industries, Inc.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2010 Medline Industries, Inc. Guardian es una marca registrada de Medline Industries, Inc.