



**MEDLINE**

# **TUB GRAB BAR**

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY

# **BARRE D'APPUI DE BAIGNOIRE**

MODE D'EMPLOI ET GARANTIE

# **BARRA DE AGARRE DE LA TINA**

INSTRUCTIVO Y GARANTÍA DEL USUARIO

**REF** MDS86321W (Steel | Acier | Acero)

Please read the instruction sheet carefully before installing on the tub.  
Your personal safety will depend on following these instructions.

Veillez lire attentivement la fiche d'instructions avant d'installer sur la baignoire.  
Votre sécurité personnelle dépendra du respect de ces instructions.

Lea con cuidado la hoja de instrucciones antes de instalar en la bañera.  
Su seguridad personal dependerá del seguir estas instrucciones.

## **SAFETY PRECAUTIONS:**

- The bath tub wall, both inside and out, should be clean of soap or waxy residues and free of any obstructions. This is essential if the clamping action is to work correctly.
- Ensure all surfaces and clamping pads are dry and free of soapy residue. Clean and dry before each installation.
- On certain types of tub surfaces (i.e. fiberglass or thin steel tubs), use extreme care not to over tighten the knob. If the knob is over tightened, the clamp may crack the tub.
- ✓ The flat surface of the base of the tub grab bar should rest directly on the top of the tub wall. If a shower doortrack interferes with this contact, the unit should not be installed.
- ✓ Check the tub grab bar for tightness and stability before each use.
- ✓ This product is not made with Dry Natural Rubber.

### **Installation Instructions:**

1. Open the clamp by turning the adjustment knob counter-clockwise.
2. Place the clamp over the sidewall of the tub with adjustment knob positioned on the outside of tub and secure tightly by turning adjustment knob clockwise. Improper installation can cause injury when exiting the tub.

### **Use Instructions:**

1. In order to assure the user maintains their balance when using the tub grab bar, always test for stability by vigorously attempting to lift and move unit sideways. If unit is clamped correctly, it should be extremely stable and rigid, even when substantial forces are applied.
2. If the grab bar becomes wet/soapy it may become slippery.
3. The tub's grab bar knob protrudes away from the tub. When entering or leaving the tub, use care to avoid injury from the protruding knob.

### **Cleaning:**

1. Periodic cleaning of the tub grab bar is recommended. Using soap and water is the recommended cleaning method for this product. Avoid the use of harsh cleaners.
2. Dry the tub grab bar after cleaning and before each use.

**Maximum User Weight: 113 kg (250 lb)**

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

- Les parois interne et externe de la baignoire doivent être exemptes de savon et de résidus cireux, ainsi que de toute obstruction. Cette condition est essentielle au bon fonctionnement du système de fixation à pince.
- Vérifiez que toutes les surfaces et tous les patins de la pince sont secs et exempts de résidus de savon. Nettoyez et séchez la barre d'appui avant chaque utilisation.
- Sur certaines surfaces de baignoire (comme la fibre de verre ou l'acier mince), prenez grand soin de ne pas trop serrer le bouton de réglage. Si le bouton est trop serré, la pince risque de fissurer la baignoire.
- ✓ La surface plate de la base de la barre d'appui doit reposer directement sur le dessus de la paroi de la baignoire. Si une coulisse de porte de douche ne permet pas de le faire, n'installez pas la barre d'appui.
- ✓ Vérifiez la solidité et la stabilité de la barre d'appui de baignoire avant chaque utilisation.
- ✓ Ce produit n'est pas fabriqué à partir de caoutchouc naturel sec.

### **Mode d'installation :**

1. Ouvrez la pince en tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire.
2. Placez la pince sur la paroi latérale de la baignoire en dirigeant le bouton de réglage vers l'extérieur, puis serrez-la bien en tournant le bouton de réglage dans le sens horaire. Une mauvaise installation pourrait causer des blessures à la sortie de la baignoire.

### **Mode d'emploi :**

1. Pour vous assurer que l'utilisateur ne perd pas l'équilibre lorsqu'il utilise la barre d'appui de baignoire, vérifiez-en toujours la stabilité en essayant vigoureusement de la soulever et de la déplacer latéralement. Si la barre d'appui est correctement fixée, elle devrait être extrêmement stable et rigide, même lorsqu'une force importante est exercée.
2. Une barre d'appui humide ou couverte de savon peut être glissante.
3. Le bouton de la barre d'appui dépasse de la baignoire. Entrez donc dans la baignoire ou sortez-en avec prudence pour éviter de vous blesser avec le bouton.

### **Nettoyage :**

1. Il est recommandé de nettoyer la barre d'appui de baignoire régulièrement. Le nettoyage au savon et à l'eau est la méthode recommandée pour ce produit. Évitez d'utiliser des nettoyeurs forts.
2. Séchez la barre d'appui de baignoire après le nettoyage et avant chaque utilisation.

**Capacité maximale de charge : 113 kg (250 lb)**

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- La pared de la bañera, tanto dentro y fuera, debe estar limpia de jabón o residuos de cera y libre de cualquier obstrucción. Esto es esencial si la acción de sujeción va a funcionar correctamente.
- Asegúrese de que todas las superficies y almohadillas de sujeción estén secas y libres de residuos jabonosos. Limpie y seque antes de cada instalación.
- En ciertos tipos de superficies de bañeras (e.g. fibra de vidrio o acero delgado), tenga mucho cuidado de no excederse en apretar la perilla. Si la perilla está demasiado ajustada, la tenaza puede agrietar la bañera.
- ✓ La superficie plana de la base de la barra de sujeción de bañera debe descansar directamente sobre la parte superior de la pared de bañera. Si un riel de ducha interfiere con este contacto, la unidad no debe ser instalada.
- ✓ Compruebe la sujeción y estabilidad de la barra de sujeción de bañera antes de cada uso.
- ✓ Este producto no está hecho con caucho natural seco.

### **Instrucciones de Instalación**

1. Abra la tenaza girando la perilla de ajuste en sentido antihorario.
2. Coloque la tenaza sobre la pared de la bañera con la perilla de ajuste posicionada en el exterior de la bañera y asegure firmemente girando la perilla de ajuste en sentido horario. Una instalación inapropiada puede causar lesiones al salir de la bañera.

### **Instrucciones de Uso:**

1. Para asegurarse que el usuario mantenga su balance al usar la barra de sujeción de bañera, siempre pruebe la estabilidad intentando vigorosamente levantar y mover la unidad a los lados. Si la unidad está sujeta correctamente, debe estar extremadamente estable y rígida, inclusive si se aplican fuerzas importantes.
2. Si la barra de sujeción está mojada/jabonosa, puede volverse resbaladiza.
3. La perilla de la barra de sujeción de bañera sobresale de la bañera. Al entrar o salir de la bañera, tenga cuidado en evitar lesiones por la perilla sobresaliente.

### **Limpieza:**

1. Se recomienda limpiar periódicamente la barra de agarre de la bañera. Usar agua y jabón es el método de limpieza recomendado para este producto. Evite el uso de limpiadores fuertes.
2. Seque la barra de sujeción de bañera después de limpiar y antes de cada uso.

**Peso Máximo de Usuario: 250 lbs. (113 kg)**







## LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to nondurable components, such as rubber accessories, which are subject to normal wear and replacement.

## GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal.



**Medline Industries, Inc.**

Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA

1-800-MEDLINE  
medline.com | info@medline.com

FOLLOW US | SUIVEZ-NOUS | SÍGANOS



### Medline United States

1-800-MEDLINE (633-5463)

www.medline.com | info@medline.com

### Medline Canada

1-800-396-6996

www.medline.ca | canada@medline.com

### Medline México

01-800-831-0898

www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this instruction sheet. ©2019 Medline Industries, Inc. Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui aurait pu se glisser dans ce feuillet d'instructions. ©2019 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en esta hoja de instrucciones. ©2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc.

MDS86321W (PIC-00373) | Revision: 05/15/19