


# Quick Reference Guide

## Steady Aid Series™

tollos™



### ① Hand Controller / Control Box



### ② iQ Technology

Digital readout scrolls through critical lift and service data every 7.5 seconds:

TTL CYCL / HRS Total Lift Cycles / Hrs  
 CHARGES Total battery charges  
 CHARGE PERC Current level of charge in battery  
 LOW CHRNG Aggregate number of very deep battery discharge  
 SERVC IN Number of lift cycles until service required  
 SERV CHK Indicates switch is stuck on hand control or touch pad



### ③ Emergency Stop ON/OFF

Push red emergency stop button in, located on control box, to turn OFF. To turn ON, press up/down or leg widening button (lift goes into sleep mode quickly). If red button is pressed in, it first needs to be popped out by gently pulling and turning clockwise. Do not use red button to turn off except in an emergency.



Introduzca botón rojo de parada de emergencia, situado en la caja de control, para apagar. Para prender, arriba/abajo de prensa o pierna que amplían botón (ascensor entra el modo de sueño rápidamente). Si botón rojo es apretado en, debe primero ser salido de repente tirando suavemente y girando a la derecha. No utilice botón rojo para apagar menos en una emergencia.

Pousser le bouton rouge d'arrêt d'urgence en, localisé sur la boîte de contrôle, éteindre. Pour allumer, en haut/en bas de presse ou la jambe qui élargit le bouton (l'ascenseur entre dans le mode veille rapidement). Si le bouton rouge est en appuyé, il a premièrement besoin d'être fait sauter en tirant doucement et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas utiliser le bouton rouge pour éteindre sauf dans une urgence.

### ④ Emergency Lowering

Pulling upward on red emergency lowering control initiates the lowering process.

Tirar hacia arriba en emergencia roja que baja control inicia el proceso más bajo.

Tirer vers l' haut sur le contrôle de baisse d'urgence rouge établit le processus de baisse.



### ⑤ Locking Wheels

Lock wheels on lift when lifting patients, and unlock when lowering. For lifting or lowering always lock wheels on bed or wheelchair.

Las ruedas de la cerradura en el ascensor al levantar a pacientes, y desatrarancar al bajar. Para levantar o bajar siempre cerradura rueda en la cama o el sillón de ruedas.

Les roues de serrure sur l'ascenseur en soulevant des malades, et ouvrir en abaissant. Pour soulever ou abaisser toujours la serrure pousse sur le lit ou le fauteuil roulant.



### ⑥ Harness Loops

Ensure the harness loops are attached to the boom harness attach points.

Asegure que los lazos de arcos sean conectados a los arcos del estampado conecta los puntos.

Garantir les boucles de harnais sont attachées au harnais de boom attache des points.



### ⑦ Shin Pad Positioning Seated Lifting

Just below the patient's knee.

Sólo debajo de la rodilla del paciente.

Juste au dessous du genou du malade.



**WARNING**  
 READ SLING MANUAL EXTREMELY IMPORTANT

### ⑧ Charging Batteries

- Charge the lift regularly after use
- The lift does not function during charging
- Lift will not overcharge
- DO NOT operate when charge light is ORANGE or RED as batteries permanently deplete

- Carga el ascensor regularmente después de que el uso
- El ascensor no funciona durante cargó
- Ascensor no cobrará demasiado
- no opera cuando la luz de la carga es ANARANJADA o ROJA como baterías permanentemente agotan

- Charger l'ascenseur régulièrement après qu'usage
- L'ascenseur ne fonctionne pas pendant charger
- L'Ascenseur ne surfera pas
- le PAS fonctionne quand charge la lumière est ORANGE ou ROUGE comme les piles réduient d'une façon permanente

## Sling Application Guide

HARNES		ELITE HARNES	
Size	Approx Weight Guideline*	Binding Color	Safe Working Load (SWL)
X-SMALL	49 - 74 lbs	WHITE	350 lbs / 159 kg
SMALL	75 - 124 lbs	RED	350 lbs / 159 kg
MEDIUM	125 - 174 lbs	YELLOW	350 lbs / 159 kg
LARGE	175 - 249 lbs	GREEN	450 lbs / 205 kg
X-LARGE	250 - 399 lbs	BLUE	450 lbs / 205 kg
XX-LARGE	400 - 600 lbs	ORANGE	750 lbs / 340 kg

## Simple Troubleshooting

- Check to ensure that:
- Emergency stop is not pressed in
- The battery is charged
- The hand control is connected properly
- Lift is not plugged in
- Turn on and depress any button on hand control
- Lift not at 6000 cycles

## Cleaning

When necessary, clean the lift with a moist cloth, using common hard surface cleaners or disinfectants.

## Inspection

- Check slings for good condition and size
- Check all nuts and bolts on lift for tightness
- Check actuator for free movement & no noise or vibration
- Check wheels lock, unlock & roll



## SAFETY WARNINGS

- READ Lift and Sling Manual before using
- DO NOT exceed lift or sling maximum weight
- DO NOT lift on angle. Keep patient under lift
- VISUALLY inspect sling and lift before each use for damage or rips to sling or loose bolts, etc on lift
- DO NOT tilt or lift on angle - lift may tip over
- ENSURE sling is correct size and type to hold patient; lift patient several inches over surface to test.
- SLING handles do not support weight
- LOCK all bed or chair wheels before lifting
- CHECK all bolts are tight, including actuator
- ATTACH harness fully and test belt



## ADVERTENCIAS de SEGURIDAD

- LEYO Manual de Ascensor y Honda antes de utilizar
- no excede ascensor ni arroja peso máximo
- no levanta en el ángulo. Mantenga a paciente bajo ascensor
- inspecciona VISUALMENTE honda y ascensor antes que cada uso para el daño o rasgones para arrojar o aflojar cerrojos, etc en ascensor
- no inclina o levanta en el ángulo - levanta puede volcar
- ASEGURA que honda sea tamaño y tipo correctos de tener a paciente; levante a paciente que varias pulgadas sobre superficie para probar.
- Asidors de HONDA no apoyan peso
- CIERRA todas las ruedas de cama o silla antes de levantar
- VERIFICA todos los cerrojos son apretado, inclusive activador
- CONECTA arrees completamente y cinta de prueba



## AVERTISSEMENTS DE SECURITE

- L'Ascenseur de LECTURE et le Manuel d'Echarpe avant d'utiliser
- le PAS dépasse l'ascenseur ou lance le poids maximum
- le PAS soulève sur l'angle. Garder le malade sous l'ascenseur - inspecte VISUELLEMENT l'écharpe et l'ascenseur avant que chaque usage pour les dommages ou les déchirures pour lancer de le ou les boulons détachés, etc sur l'ascenseur
- le PAS se penche ou soulève sur l'angle - soulève peut se renverser
- GARANTIT l'écharpe est la taille et le type corrects pour tenir le malade ; soulever le malade plusieurs pouces sur la surface pour essayer.
- Les poignées d'ÉCHARPE ne soutiennent pas le poids
- VERROUILLE toutes les roues de lit ou chaise avant de soulever
- VERIFIE tous les boulons sont tendus, y compris le mécanisme de positionnement
- ATTACHE le harnais entièrement et ceinture de test