

AbleNet®

TalkingBrix™ 2

www.ablenetinc.com
(800) 322-0956



Message Recording

1. On back of TalkingBrix, move the switch to REC
2. Press and hold colored switch top
3. Begin speaking for up to 10-seconds when light starts blinking
4. Release colored switch top when finished
5. On back of TalkingBrix, move switch from REC to ON to start using

A picture symbol up to 1.25-in / 32-mm can be used with TalkingBrix. Lift clear snap switch cap off of colored switch top to insert picture symbol. Re-attach clear snap cap to hold picture symbol on TalkingBrix.

Multi-Message Communication

You can connect multiple TalkingBrix together to create a multi-message communication device. Connect using the tabs and slots found on the side of each TalkingBrix.

Mounting

TalkingBrix include internal magnets for mounting. Or, use hook-and-loop fastener on the back of TalkingBrix.

Charging

When TalkingBrix has a low battery, the light will blink red three times after message playback. Attach TalkingBrix to the included wall charger. The light will be solid red when charging and solid green when fully charged. TalkingBrix cannot be used while charging.

Warranty and Contact Information

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
(800) 322-0956
www.ablenetinc.com

AbleNet®

TalkingBrix^{MC} 2

www.ablenetinc.com
800 322-0956



Enregistrement d'un message

1. À l'arrière du TalkingBrix, déplacer le contacteur sur REC (ENREGISTRER).
2. Appuyer et maintenir enfoncé le dessus du contacteur de couleur.
3. Commencer à parler pour un maximum de 10 secondes lorsque le voyant se met à clignoter.
4. Relâcher le dessus du contacteur de couleur une fois le message terminé.
5. À l'arrière du TalkingBrix, déplacer le contacteur de REC à ON (en marche) pour débiter l'utilisation.

Un pictogramme mesurant jusqu'à 1,25 po/32 mm peut être utilisé avec TalkingBrix. Soulever le capuchon du contacteur par enclenchement transparent du dessus de contacteur de couleur, afin d'insérer le pictogramme. Fixer de nouveau le capuchon par enclenchement transparent pour maintenir le pictogramme sur TalkingBrix.

Communication multimessages

Vous pouvez connecter plusieurs TalkingBrix ensemble afin de créer un appareil de communication multimessages. Connecter les appareils en utilisant les onglets et les fentes placés sur le côté de chaque TalkingBrix.

Fixation

TalkingBrix comprend des aimants internes pour sa fixation. Il est aussi possible d'utiliser des fermetures en ruban autoagrippant à l'arrière du TalkingBrix.

Chargement

Lorsque la batterie du TalkingBrix faiblit, le voyant clignote 3 fois en rouge après la lecture des messages. Brancher le TalkingBrix sur le chargeur mural fourni. Le voyant passe au rouge continu durant la recharge, puis au vert continu une fois la batterie complètement rechargée. Le TalkingBrix ne peut pas être utilisé en cours de recharge.

Garantie et contact

Les produits fabriqués par AbleNet incluent une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie est contre les défauts de matériau et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur www.ablenetinc.com.

AbleNet inc.
2625, Patton Road
Roseville, MN 55113
800 322-0956
www.ablenetinc.com

AbleNet®

TalkingBrix™ 2

www.ablenetinc.com
(800) 322-0956



Aufnahme einer Mitteilung

1. Bewegen Sie den Schalter auf REC auf der Rückseite des TalkingBrix
2. Drücken und halten Sie die farbige Schaltoberfläche
3. Beginnen Sie bis zu 10 Sekunden lang zu sprechen, wenn das Licht zu blinken beginnt.
4. Am Ende des Sprechens die farbige Schaltoberfläche loslassen.
5. Um mit der Verwendung zu beginnen, müssen Sie den Schalter auf der Rückseite des TalkingBrix von REC auf ON bewegen

TalkingBrix kann mit einem Bildsymbol bis zu 1,25 Zoll/32 mm verwendet werden. Heben Sie die klare Tastenkappe von der farbigen Schaltoberfläche ab, um das Bildsymbol einzufügen. Setzen Sie die klare Tastenkappe wieder ein, um das Bildsymbol auf TalkingBrix zu halten.

Kommunikationssystem mit mehreren Sprachmitteilungen

Sie können mehrere TalkingBrix miteinander verbinden, um ein Kommunikationssystem mit mehreren Sprachmitteilungen zu erstellen. Unter Verwendung der Laschen und Schlitzlöcher auf der Seite des TalkingBrix können Sie diese verbinden.

Halterung

TalkingBrix verfügt über einen internen Magnet zur Befestigung. Sie können ebenso den Klettverschluss auf der Rückseite des TalkingBrix verwenden.

Laden

Wenn die Batterie des TalkingBrix schwach ist, blinkt die Lampe nach Abspielen der Sprachmitteilung dreimal. Den TalkingBrix in das im Lieferumfang enthaltene Wandladegerät einstecken. Während des Aufladens leuchtet die Lampe permanent rot. Nachdem Aufladen leuchtet die Lampe permanent grün. Während des Aufladens kann der TalkingBrix nicht verwendet werden.

Hinweise zur Garantie und Kontaktinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
(800) 322-0956
www.ablenetinc.com

AbleNet®

TalkingBrix™ 2

www.ablenetinc.com
(800) 322-0956



Grabación de mensajes

1. En la parte posterior del TalkingBrix, mueva el interruptor a REC.
2. Mantenga presionada la parte superior del interruptor de color.
3. Comience a hablar durante un máximo de 10 segundos cuando la luz comience a parpadear.
4. Suelte la parte superior del interruptor de color cuando termine.
5. En la parte posterior del TalkingBrix, mueva el interruptor de REC a ON para comenzar a usarlo.

Se puede usar un símbolo de imagen de hasta 1,25 in/32 mm con el TalkingBrix. Levante la tapa transparente a presión del interruptor de la parte superior del interruptor de color para insertar el símbolo de imagen. Vuelva a colocar la tapa transparente a presión para mantener el símbolo de la imagen en el TalkingBrix.

Comunicación con múltiples mensajes

Puede conectar varios TalkingBrix para crear un dispositivo de comunicación de múltiples mensajes. Para ello, use las lengüetas y ranuras que se encuentran a los lados de cada TalkingBrix.

Montaje

El TalkingBrix incluye imanes internos para el montaje. O bien, use el gancho y la cinta de la parte posterior del TalkingBrix.

Carga

Cuando la batería del TalkingBrix tenga poca carga, la luz roja parpadeará tres veces después de reproducir el mensaje. Conecte el TalkingBrix al cargador de pared incluido. La luz roja permanecerá encendida durante la carga. Cuando la carga se haya completado, se encenderá la luz verde. El TalkingBrix no puede usarse mientras se está cargando.

Garantía e información de contacto

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre los defectos materiales y de fabricación durante dos años desde la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información de devolución o reparación, está disponible en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
(800) 322-0956
www.ablenetinc.com